

HYGIE CLASSIC®

STAHL TOILETTENSTUHL MIT E-MANTEL BESCHICHTUNG



Stark und klassisch

Der Hygie Classic® Toilettensstuhl wurde entwickelt, um die Notwendigkeit der Kontrolle von Infektionen in Gesundheitseinrichtungen zu erfüllen. Hygienic Covers® können mit dem Hygie Classic® Toilettensstuhl verwendet werden, um die Ausbreitung von Krankheitserregern zu begrenzen und eine Kontamination der Umgebung zu verhindern.

Der Rahmen des Hygie Classic® Toilettensstuhl hat eine höhere Radstandtiefe als die meisten auf dem Markt erhältlichen Toilettensühle, was ihn sicherer und stabiler macht.

Anti-Spritz PVC-Eimer (separat erhältlich)

- ✓ Aus Stahl mit E-COAT-Beschichtung
- ✓ Robust und stabil
- ✓ Einstellbare Höhe
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Schwenkbare Armlehnen
- ✓ Nicht poröse Oberflächen
- ✓ Verfügbar in großen Größen (61cm in der Breite)



Pail supports included (rails)



Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Webseite, um mehr von den verschiedenen Modellen an Hygie Classic® Toilettensstuhl wie XL Größe und andere Optionen zu erfahren.

	16 and 17-inch Models		18, 19 and 20-inch Models	
Breite	54.5 cm	21.5 in	54.5 cm	21.5 in
Länge	76 cm	30.0 in	76 cm	30.0 in
Einstellbare Sitzhöhe	40.5 cm	16.0 in	47 cm	18 in
	43 cm	17.0 in	48.5 cm	19 in
			51 cm	20 in
Niedrigste Höhe von den Armlehnen	23 cm	9 in	23 cm	9 in
Sitzgröße				
Breite	48.3 cm	19.5 in	48.3 cm	19.5 in
Tiefe	40.5 cm	16 in	40.5 cm	16 in
Maximalbelastung	400 lbs	181.4 kg	400 lbs	181.4 kg

Sitze für den Hygie Classic® Toilettensstuhl

- 1 Artikelnummer: HYSI-60301
Runder, offener Sitz ohne Abdeckung
Empfohlen für Hygienic Covers®
- 2 Artikelnummer: HYSI-60305
Offner, langgestreckter Sitz mit Abdeckung
Artikelnummer: HYSI-60306
- 3 Geschlossener, langgestreckter Sitz mit Abdeckung

Für Bettpfannensitz Optionen kontaktieren sie uns!

