

# URINAL-SUPPORT

## HY21® TECHNOLOGIE



Artikelnummer: HYSU-20201



**Für Frauen und Männer**

- Ergonomisches Design - hilft beim selbstständigen urinieren
- Weite Öffnung - erhöht die Patientenflexibilität
- Einzigartiges Design - Verhindert das Verschütten





**Problem mit Katheter-assozierte Harnwegsinfektionen? Dann sollen Sie den Hy21® Urinal Support in Betracht ziehen!**

In Verbindung mit Hygienic Covers® Urinbeutel ermöglicht der Hy21® Urinal-Support mit Handgriff den besten Umgang und das beste Weiterverfahren mit dem Urin. Es ist ideal für Patienten, die krank sind bzw. eine eingeschränkte Mobilität haben. Während männliche Patienten im Gebrauch mit Urinalen weniger Probleme haben, wurde dieses einzigartige Design erstellt, um die weibliche Anatomie dabei mit zu integrieren. Hierbei hilft die weite Öffnung am Ansatz, um Verschüttungen oder das daneben fließen des Urins zu vermeiden.

Der Hy21® Urinal-Support empfiehlt sich mit dem Hygienic Covers® Urinbeutel für den Einmalgebrauch. Die Zeit wird lediglich auf das Absorbieren der Körperausscheidungen begrenzt, anstelle des anschließenden Reinigens und Desinfizierens der verschmutzten Pflegeprodukte.

Der Handgriff macht die Handhabung einfach und kann auch zum Einhängen des Urinals genutzt werden, um so den Urinal immer in Griffnähe zu haben.

Die Urinal-Supports sind komplett aus strapazierfähigem und recyclingfähigem Polypropylen-Kunststoff hergestellt.

SPEZIFIKATIONEN  

- Urinal-Support Größe: 13 x 9,5 x 24,4 cm
- Einheiten pro Karton: 20 Stück

