

BRECH-SUPPORT

HY21® TECHNOLOGIE



Artikelnummer: HYSV-20301



Superabsorbierendes Pad

mit Hygienic Cover®

In Verbindung mit Hygienic Covers® Brechbeutel ist der Hy21® Brech-Support eine schnelle und effiziente Lösung, um Erbrochenes zu entsorgen und gleichzeitig Unannehmlichkeiten wie weitere Reinigung, Spritzer und Verschüttungen zu vermeiden. Umso das Risiko der Kreuzkontamination sowie nosokomiale Infektion zu verringern. Es ist für jede Person mit dem Drang zu erbrechen unentbehrlich, ob im Krankenhaus, Pflegeheimen oder in der häuslichen Pflege. Besonders empfohlen für die Onkologie, Dialyse, postoperative Erholungsräume und auch ideal bei Gastroenteritis.

Der Hy21® Brech-Support empfiehlt sich mit dem Hygienic Covers® Brechbeutel für den Einmalgebrauch. Die Zeit wird lediglich auf das Absorbieren der Körperausscheidungen begrenzt, anstelle des anschließenden Reinigens und Desinfizierens der verschmutzten Pflegeprodukte.

Die Brech-Supports sind komplett aus strapazierfähigem und recyclingfähigem Polypropylen-Kunststoff hergestellt. Sie sind stapelbar, um Ihren Lagerplatz zu optimieren.

SPEZIFIKATIONEN  

- Brech-Support Größe: 19 x 11,5 x 13 cm
- Einheiten pro Karton: 20 Stück