

AlcoTrue® M

Professionelles Testgerät zur präzisen Atemalkohol-Bestimmung
für den medizinischen Einsatz



» PRODUCTS that care
for you «

Einfache Handhabung, schnelle Messbereitschaft «

AlcoTrue® M – das professionelle Atemalkohol-Testgerät für den medizinischen Gebrauch. Das AlcoTrue® M ist für den diagnostischen Einsatz, z.B. Suchtkliniken, bei dem eine CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt erforderlich ist.



Hauptmerkmale

- Baugleich mit dem bewährten Polizeigerät AlcoTrue® P
- Präzisions-Probenahmesystem mit Brennstoffzellen-Technologie
- Automatischer Selbsttest nach jedem Einschalten
- Messgenauigkeit: 0,008 mg/l bei 0 bis 0,50 mg/l
- Schnelle, hochpräzise und zuverlässige Messungen
- Selbsterklärende und intuitive Bedienfunktionen
- Schnelle Messbereitschaft < 6 s
- Ergebnisdarstellung über Farbdisplay
- Kompaktes, ergonomisches Design
- Geringe Wartungs- und Ersatzteilkosten
- PC-Software zur Auswertung der Messdaten
- 2 Jahre Gewährleistung



bluepoint® MEDICAL Vertriebspartner

 **MEDICAL
STORES**

Medical Stores e.K.
Rapsacker 2, D-23556 Lübeck
Fon: +49 451 586 929 60 / Fax: +49 451 586 929 61
info@medicalstores.de / www.medicalstores.de

AlcoTrue® M ist als Klasse I mit Messfunktion klassifiziert und zertifiziert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.bluepoint-medical.com

CE 0482

bluepoint MEDICAL