

# HYGIE ALU-CLASSIC®

## 100% ALUMINUM Toilettenstuhl

### Schwenkbare Armlehnen

Die stabilen und sicheren Armlehnen können durch Drücken einer Taste abgesenkt werden. Sie schwenken auch entlang der Sitzachse, was diesen Bereich freilegt und die Patientenübergänge erleichtert.

### Einfach zu reinigen

Dieser Toilettenstuhl wurde speziell entwickelt, um Lücken und schwer zugängliche Räume zu minimieren und so eine schnelle und einfache Desinfektion zu gewährleisten.

### Radstand

Der Radstand des Hygie Alu-Classic® Toilettenstuhl sorgt für eine hohe Stabilität und Sicherheit für den Patienten und reduziert so das Risiko eines Sturzes.

### Einzelitze

Die Sitze reduzieren den Zeitaufwand für die Entsorgung von Körperausscheidungen. Leicht von der Front des Toilettenstuhls abzunehmen, vereinfacht es die Arbeit des Gesundheitspersonals. Die Verwendung von Hygienic Covers® für Toilettenstühle wird empfohlen (verwendet mit dem Alu-Classic® Toilettenstuhl und dem Classic® Toilettenstuhl auf Seite 22).

"Dieser Toilettenstuhl entspricht den Bedürfnissen zur Einschränkung von nosokomialen Infektionen, da er kein poröses Material enthält, was die Reinigung und Desinfektion erheblich erleichtert."  
Frankreich - Krankenschwester spezialisiert auf die Prävention von Infektionen



### Einstellbare Höhe

Der Bein-Extender ermöglicht eine optimale und maßgeschneiderte Anpassung. Es stehen sechs Höhen zur Verfügung. Diese Einstellung bietet zusätzlichen Komfort für die Patienten und eine bequemere Haltung für die Pflege.

### Gummiräder

Die 4-Zoll-Gummiräder bieten 360° schwenkbare Wirkung und sind mit individuellen manuellen Bremsen ausgestattet, um den Toilettenstuhl vollständig zu fixieren. Der Gummi verbessert auch den Griff, ohne Kratzspuren zu hinterlassen.

### Hergestellt in Kanada 🇨🇦

Die Leichtigkeit des Toilettenstuhls ist seiner Aluminiumkonstruktion bedingt. Die leichte Neigung in der Rückenlehne sorgt für mehr Komfort für den Patienten.

- 1 Runder offener Sitz  
Artikelnummer: HYSI-60301
- 2 Eimer mit Löchern im Boden  
Artikelnummer: HYEI-60201
- 3 CH-CUVE-HYAL-001  
Pail with full bottom



Bettpfannensitz mit Löchern  
Artikelnummer: HYSI-60302

Bettpfannensitz mit Löchern im Boden und Hygienic Cover®



Bodenloser Bettpfannensitz  
Artikelnummer: HYSI-60303

Bettpfannensitz mit Boden  
Artikelnummer: HYSI-60304