

HYGIE ALU-CLASSIC®

100% ALUMINUM TOILETTENSTUHL

NEU

Neuste Technologie zu Prävention von Infektionen

An der Spitze im Kampf gegen nosokomiale Infektionen ist Hygie® stolz, seinen neuen Aluminium Alu-Classic® Toilettstuhl vorzustellen, der frei von jeglichen porösen Oberflächen ist. In Kanada hergestellt, wurde dieses Modell speziell für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen konzipiert.

- ✓ Aluminium Design
- ✓ Ultraleicht Bauweise, robust und stabil
- ✓ 6 Höhen
- ✓ Sitzhöhe von 15 bis 20 in
- ✓ Schwenkbaren Armlehnen
- ✓ Nichtporöse Flächen
- ✓ Dreht sich selbst
- ✓ Rostfrei
- ✓ Einfach zu reinigen

	15, 16 and 17-inch Models		18, 19 and 20-inch Models	
Breite	57 cm	22.5 in	57 cm	22.5 in
Länge	76 cm	30.0 in	76 cm	30.0 in
Einstellbare Sitzhöhe	38 cm	15.0 in	47 cm	18.5 in
	40 cm	16.0 in	49.5 cm	19.5 in
	43 cm	17.0 in	52 cm	20.5 in
Lowest height of armrests	92.7 cm	36.5 in	101.6 cm	40 in
Sitzgröße				
	Breite	48.3 cm	19.0 in	48.3 cm
Tiefe	44.5 cm	17.5 in	44.5 cm	17.5 in
Maximalbelastung	400 lbs	181.4 kg	400 lbs	181.4 kg

360°



Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Website, um mehr über die verschiedenen Arten von Hygiene Alu-Classic® Toilettstühle und ihre Optionen zu erfahren.



NEUER KATALOG
Besuchen Sie www.hygie.com oder kontaktieren Sie Ihren Hygie-Vertreter www.medicalstores.de