

Produkt: Messgerät  
Artikelnummer: HYKC-50106

Produkt: Schutzabdeckung  
Artikelnummer: HYPK-50107

## KCY01 MESSGERÄT

Eine Methode zur Messung von Urin mit der Benutzung von Hygienic Covers®


- Maximale Kapazität: 1,1kg
- Maßstab: 10g
- 30cm Hoch
- Duale Skala versehen (kg und lbs)
- Stückzahl pro Karton: 1 Stück



## SCHUTZABDECKUNG

Transparente Schutzabdeckung für das Messgerät


- Latexfrei
- Stückzahl: 100 Stück

Produkt: Spenderfixierung   
Artikelnummer: HYTS-50108  
(Für den Standard Hygie Classic® Toilettenstuhl)  
Artikelnummer: HYTS-50109  
(Für den XL Hygie Classic® Toilettenstuhl)  
Artikelnummer: HYTS-50110  
(Für den Alu-Classic® Toilettenstuhl)



## SPENDERFIXIERUNG FÜR DEN TOILETTENSTUHL

- Kunststoff-Bauteil zur einfachen Montage und Demontage
- Zum Einhängen auf der Rückseite eines Toilettenstuhls
- Kann bis zu 20 Hygienic Covers® aufbewahren
- Strapazierfähiger Deckel mit Verschlussklinke
- Öffnung für eine einfache und schnelle Entnahme
- Metall-Halterung enthalten für die Desinfektionstüchern
- Stückzahl pro Karton: 1 Stück

Produkt: Hygienische Abfallbeutel   
Artikelnummer: HYCH-10206

NEU



## HYGIENIC™ HYGIENISCHE ABFALLBEUTEL AUS RECYCELTEN MATERIALIEN

- Weiße Abfallsäcke mit Verschlussbund, ultra widerstandsfähig gegen jede Art von Abfällen
- Aus recyceltem Material hergestellt
- Keine superabsorbierenden Pad enthalten
- Kann für mehrere Anwendungsgebiete wie Heim-, medizinische oder industrielle Gebiete verwendet werden
- Dicker Kunststofffilm macht die Abfallsäcke resistenter gegenüber Risse oder schwere Gewichte
- Beutelgröße: 62,2 x 45,7 cm
- Stück pro Karton: 400 Beutel (10 Rollen mit je 40 Beutel)

