

HYGIENIC COVERS®

STUHLBEUTEL FÜR DIE BETTPFANNEN-SUPPORTS / TOILETTENSTÜHLE

Artikelnummer: HYCH-10201



Hygienic Covers® Stuhlbeutel für die Hy21® Bettpfannen-Support und den Toilettensstuhl sind die perfekte Lösung, um das Problem mit den Körperausscheidungen im Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen, in dem Sie hier bei einem einfachen und schnellen Umgang gleichzeitig das Risiko einer Kreuzkontamination bzw. einer nosokomialen Infektion reduzieren.

In 30 Sekunden wandelt das superabsorbierende Pad im Hygienic Covers® 600 ml Körperausscheidungen in ein Gel um und reduziert so weitere Reinigungsschritte und das damit verbundene Spritzen bzw. Verschütten. Nach dem Gebrauch, den Hygienic Covers® Stuhlbeutel einfach zubinden und in den dafür vorgesehenen Bereich entsorgen.


Die Hygienic Covers® Stuhlbeutel und die superabsorbierenden Pads bestehen aus 100% recycelten Materialien.

SPEZIFIKATION

- Hygienic Covers® Stuhlbeutel Größe: 62,2 x 45,7 cm
- Packungsgröße: 20 x 11,4 x 11,4 cm
- Einheiten pro Karton: 400 Stück (20 Packungen mit je 20 Hygienic Covers® Stuhlbeutel)

Bettpfannen-Extender für Übergewichtige
Setzen Sie den Bettpfannen-Extender auf den Hy21® Bettpfannen-Support zur Erhöhung der Supporthöhe
Artikelnummer: HYSB-20103
- Einheiten pro Karton: 10 Stück

Hygie® Bettpfanne Standard Bettpfanne



Hygienic Covers® Stuhlbeutel für universelle Schüssel und Eimer
Artikelnummer: HYCH-10204
- Einheiten pro Karton:
400 Stück (20 Packung mit je 20 Hygienic Covers® Stuhlbeutel)



Bestandteil der Hygie's Eindämmung-Technologie

