

GO VOM® BRECHBEUTEL

AUSGESTATTET MIT DEM SUPERABSORBIEREM PAD

Artikelnummer: HYCG-10150 (50-Packung)
 Artikelnummer: HYCG-10135 (35-Packung)



Hygienisch und praktisch sind die GO VOM® Brechbeutel mit Absorptionskissen für Notfallmaßnahmen (Krankenhäuser, Kliniken, EMS) sowie für Reisen mit dem Flugzeug, dem Auto, dem Boot oder anderem geeignet. Es wird auch für die Isolation bei nosokomialer Infektion, in der Onkologie und in der Notaufnahme, bei der Langzeitpflege sowie bei der häuslichen Pflege empfohlen. Passend für Erwachsene und Kinder.

In einigen Sekunden wandelt das superabsorbierende Pad im GO VOM® 300 ml Körperausscheidungen in ein Gel um und reduziert so weitere Reinigungsschritte und das damit verbundene Spritzen bzw. Verschütten. Auf der Außenseite des Brechbeutels ist eine Skala aufgedruckt womit man einfach das erbrochene Volumen ablesen kann. Hergestellt aus 100% recyceltem Material.

1 SPECIFICATIONS:
 Artikelnummer: HYCG-10150
 Transparenter Beutel: 39,5 x 15 cm
 50-Packung: 18,7 x 14,5 x 20 cm
 Einheiten pro Karton: 400 Beutel (8 Packungen mit je 50 Beutel)

2 SPECIFICATIONS:
 Artikelnummer: HYCG-10135
 Transparenter Beutel: 39,5 x 15 cm
 35-Packung: 20 x 11,5 x 18,5 cm
 Einheiten pro Karton: 420 Beutel (12 Packungen mit je 35 Beutel)



EINFACH ZU BENUTZEN

