

HYGIENIC COVERS®

BRECHBEUTEL FÜR DAS BRECH-SUPPORT

Artikelnummer: HYCV-10203



Hygienic Covers® Brechbeutel für Hy21® Brech-Support sind eine schnelle und effiziente Lösung für jeden, der sich Überegeben muss und dabei Unannehmlichkeiten für Mitmenschen in der Umgebung oder Mitarbeiter im Gesundheitswesen wie zusätzliches Reinigung und Spritzer bzw. Verschüttungen vermeiden will, um so das Risiko einer Kreuzkontamination sowie nosokomiale Infektion zu verringern.

In 30 Sekunden wandelt das superabsorbierende Pad im Hygienic Covers® Brechbeutel 600 ml Körperausscheidungen in ein Gel um und reduziert so weitere Reinigungsschritte und das damit verbundene Spritzen bzw. Verschütten. Nach dem Gebrauch, den Hygienic Covers® Brechbeutel einfach zubinden und in den dafür vorgesehenen Bereich entsorgen.

Die Hygienic Covers® Brechbeutel und die superabsorbierenden Pads bestehen aus 100% recyceltem Materialen.

SPEZIFIKATIONEN 

Hygienic Covers® Brechbeutel Größe: 25 x 25 cm
 Packungsgröße: 25 x 15 x 5 cm
 Einheiten pro Karton: 400 Stück (20 Packungen mit je 20 Hygienic Covers® Brechbeutel)



Bestandteil der Hygie's Eindämmung-Technologie

